



# راهنمای کاربری

## واترجت خانگی دندان



مشتری عزیز، شما صاحب دستگاهی با تکنولوژی بالا شده‌اید که باعث زیبایی و سلامت دندان‌ها و لثه‌ی شما می‌شود. بعد از اولین استفاده سطح جدیدی از تمیزی را

**REVYLINE  
RL 450**



# واترجت خانگی دندان

محصول کشور روسیه



REVYLINE  
RL 450





# اقدامات پیشگیرانہ

## واترجت خانگی دندان

قبل از اولین استفاده از RevyLine مدل دندانواره RL 450، دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید و آن را نزد خود نگه دارید.

پرای جلوگیری از آسیب الکتریکی، سوختگی و یا آتش سوزی:

۹. دستگاه را دور از سطوح داغ شارژ کنید.

۱۰. مواد شوینده حاوی ید را داخل مخزن نریزید. مواد سفید کننده آنها راندمان و عمر مفید دستگاه را کاهش می‌دهند.

۱۱. مخزن را با آب یا محلول توصیه شده استفاده نکنید.

۱۲. قبل از استفاده از واترجت دندان، تمام ساختارهای متحرک را از دهان خارج کنید.

۱۳. در صورت وجود زخم در دهان یا زبان از دستگاه استفاده نکنید.

۱۴. استفاده از واترجت دندان توسط کودکان از سن ۶ سالگی و تنها با نظرارت

۱۵. اجسام خارجی را در سوکت نازل وارد کنید.

۱۶. هنگام دوش گرفتن از واترجت دندان استفاده نکنید.

۱۷. شارژر متصل به برق را با دست خیس

۱۸. دستگاه را در محلی که ممکن است در ظرف آب یا سینک بیفتد، نگهداری نکنید.

۱۹. اگر شارژر معیوب است یا کابل برق آسیب دیده است از دستگاه استفاده

۲۰. جریان آب را به زیر زبان، گوش، بینی یا سایر نقاط حساس هدایت نکنید. این دستگاه یک فشار آب قدرتمند تولید می‌کند که می‌تواند یک پارچگی پوست و غشاها مخاطی را بشکند.

۲۱. فقط از متعلقات و لوازم جانب معتبر

# **REVYLINE**

## **RL 450**



# شارژ باتری و انتخاب حالت

## واترجت خانگی دندان

دستگاه می‌تواند در حالت تمیز کردن با سطوح مختلف فشار کار کند:

- (۱) ۱۳۰ کیلو پاسکال
- (۲) ۲۷۰ کیلو پاسکال
- (۳) ۵۵۰ کیلو پاسکال
- (۴) ۶۵۰ کیلو پاسکال

برای شارژ باتری، باید واترجت را با استفاده از کابل موجود در جعبه به برق وصل کنید. هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است، نشانگرهای روی صفحه نمایش چشمک می‌زند. هنگامی که نشانگر متوقف می‌شود،

انتخاب سطح فشار در حالت تمیز کردن توسط دکمه <Mode>> انجام می‌شود که با فشردن دکمه، نشانگر نور مربوطه روی دستگاه روشن می‌شود. پس از روشن شدن، واترجت دندان در حالتی کار می‌کند که آخرین بار قبل از

کم است، نشانگر قرمز روشن می‌شود. هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، باتری باید کاملاً شارژ شود. هنگامی که باتری به طور کامل شارژ شد، نشانگر آبی روشن می‌شود. زمان

است.

توجه! در ابتدای کار با دستگاه، توصیه می‌شود از کمترین فشار شروع کنید. این کار به سازگار شدن لثه شما با فشار آب و در نتیجه جلوگیری از خطر التهاب و

توجه! هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است، نمی‌توان از دستگاه استفاده

REVYLINE  
RL 450

20079 www.ComplianceSigns.com



DANDANINO


# آماده به کار

## واترجت خانگی دندان

### روش استفاده

نازل را در زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح دندان قرار دهید. واترجت را روشن کنید، دستگاه را به سمت محل تمیز کردن هدایت کنید. آب باید به طور طبیعی از دهان به داخل سینک تخلیه شود. برای بهترین نتیجه، ناحیه پشتی

نوك نازل را در امتداد خط لثه به جلو ببرید و آن را در فضاهای بین دندانی



**REVYLINE  
RL 450**

دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، مایع باقی مانده در مخزن را تخلیه کنید و در صورت لزوم دستگاه را شارژ کنید.

### نصب و تعویض نازل

نازل را در بالای دستگاه واترجت قرار داده و آن را فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد. برای جدا کردن نازل، دکمه قفل را نگه دارید و نازل را از

توجه! در حالی که دستگاه در حال کار است، دکمه خروج نازل را فشار ندهید.



### پس از استفاده

دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، مایع باقی مانده در مخزن را تخلیه کنید و در صورت لزوم دستگاه را شارژ کنید.



# ملاحظات و توضیحات تکمیلی

## واترجت خانگی دندان

### نازل‌های موجود در جعبه

به همراه دستگاه، پنج نازل به شرح

زیر وجود دارد:

دو عدد نازل استاندارد

یک عدد نازل شستشوی زبان

یک عدد نازل پریودنتال

در قسمت پایینی هر کدام از نازل‌ها

یک حلقه رنگی وجود دارد که

شناسایی نازل‌ها را سهولت می‌بخشد.

پس از سه الی شش ماه، تعویض

منظم نازل‌ها به دلایل بهداشتی

توجه! نازل باید کاملاً شخصی باشد و

استفاده مشترک از یک نازل توصیه نمی‌شود.

### استفاده از محلول‌های کمکی و دهانشویه‌ها

برای بهترین نتیجه، دهانشویه‌ها و محلول‌های کمکی تخصصی RevyLine توصیه می‌شود. مقدار آن را با توجه به دستورالعمل محصول مورد استفاده محاسبه کنید. پس از هر بار استفاده از محلول‌ها، لازم است که واترجت

توجه! برخی از دهانشویه‌ها حاوی الکل هستند که در صورت ماندن طولانی مدت در سیستم باعث آسیب به قسمت‌هایی از دستگاه و در نهایت کاهش طول عمر

### گارانتی (ضمانتنامه)

دستگاه دارای ۱ سال گارانتی می‌باشد. تعمیر و نگهداری تضمینی دستگاه در طول دوره گارانتی معتبر به صورت رایگان انجام می‌شود.





# مشکلات و راه حل های رایج

## واترجت خانگی دندان

۴- چگونه از پاشش آب جلوگیری کنیم؟  
راه حل: هنگام شستشو دهانتان کامل باز نباشد. به سمت سینک خم شوید، دهان خود را باز کنید تا آب به طور طبیعی

- نازل خارج نمی شود.

راه حل: در حین خارج کردن نازل، دکمه قفل نازل که روی بدنہ دستگاه قرار دارد را فشار داده و نگه دارید.

- مشکلات مربوط به انتخاب سطح فشار

راه حل: پس از روشن کردن دستگاه، حالت عملکرد مورد نظر دستگاه را انتخاب کنید. برای بهبود راندمان شستشو، از حالت استفاده کنید که باعث ناراحتی شما نشود. برای لته های ملتهب و

۳- خون ریزی در هنگام شستشو.  
راه حل: خونریزی یکی از علائم مشخص ژنیوت (التهاب لته) است. در صورت خونریزی، باید حالت عملکرد شستشو با فشار کم انتخاب شود. واترجت دندان پلاک و باکتری را از سطح لته پاک می کند. در صورت ادامه خونریزی، با

**REVYLINE  
RL 450**